



# Coherent

Superior reliability & performance

## Têtes de mesure PowerMax-USB/RS

### Mesureurs de puissance USB et RS232 "Plug & Play"

- Mesure de puissance directement sur PC grâce au logiciel d'application Coherent PowerMax PC
- Connexion directe au PC par USB 2.0
- Les mesureurs PowerMax RS sont équipés d'un connecteur RS232

Les nouvelles têtes de mesure PowerMax-USB/RS sont les premières au monde à intégrer un instrument de mesure complet dans le connecteur USB 2.0 ou RS232 en utilisant les techniques les plus performantes de miniaturisation des circuits électroniques. Plus précisément, les têtes de mesure PowerMax-USB/RS comprennent toute l'électronique pour le traitement du signal et la mesure de puissance contenues habituellement dans les mesureurs LabMax et se connectent directement au PC avec des fonctionnalités « plug and play ».

Répondant parfaitement à toutes les applications intégrant un mesureur de puissance, la nouvelle famille de têtes de mesure Coherent n'ont plus besoin d'une console de mesure séparée, et offrent ainsi une économie non négligeable en coût mais aussi en espace de travail, sans aucun compromis sur les fonctionnalités et la performance.

Plus d'informations sur [PowerMax-USB Sensors](#) et [PowerMax-RS Sensors](#)

---

## Programme C24

Coherent est le premier fabricant « d'instruments de mesure et de contrôle pour laser » à offrir une livraison sous 24 heures\* après réception de commande. Avec ce nouveau programme « C24 », Coherent maintient un stock important des 25 produits les plus populaires pour une livraison immédiate.



Ces produits sont les suivants :

- Détecteurs de puissance et d'énergie
- Mesureurs de puissance et d'énergie
- Diagnostic de faisceau et analyseur de spectre



# Coherent

Superior reliability & performance

\* La livraison en 24 heures est valable uniquement aux Etats-Unis. Pour la France, il faut compter 5 jours ouvrés (3 à 4 semaines auparavant).

[Pour plus d'informations](#)

---

## LabMax

Les mesureurs LabMax ont des détecteurs de position et sont compatibles avec la plupart de nos têtes de mesure. Notre technologie de position de faisceau permet une mise en place rapide, facile et extrêmement précise.

### LabMax-TOP

- mesure des puissance moyennes et des énergies
- design ergonomique
- compatible avec les tête de mesure LM et PM et les capteurs optiques avec détecteur de position
- énergie pulsée jusqu'à 10 kHz
- enregistrement des données via mémoire interne, USB flash drive et interface RS 232 PC
- conforme aux normes RoHS

[Pour plus d'informations](#)



### LabMax-TO

- mesure des puissance moyennes
- design ergonomique
- compatible avec les tête de mesure LM et PM et les capteurs optiques avec détecteur de position
- énergie pulsée jusqu'à 10 kHz



# Coherent

Superior reliability & performance

- enregistrement des données via mémoire interne, USB flash drive et interface RS 232 PC
- conforme aux normes RoHS

[Pour plus d'informations](#)

---

Coherent France  
Parc Technopolis  
3 Avenue du Canada  
Bâtiment Zeta  
91978 Courtabouff Cedex  
Tel. +33 1 80 38 10 00  
Fax +33 1 80 38 10 01  
E-mail: [coherent.france@coherent.com](mailto:coherent.france@coherent.com)

**[Voir cette page en ligne.](#)**